



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению концентрата витаминно-минерального Бовино в форме индивидуальных болюсов Бовино Репро для повышения воспроизводительного потенциала животных, инволюции матки, сокращения времени отделения последа и готовности коров к новому циклу размножения. (организация-производитель фирма ООО «ТекноФид», Россия).

### I. Общие сведения

1. Бовино Репро (Bovino Repro)) – концентрат витаминно-минеральный Бовино, в форме индивидуальных болюсов, предназначен для повышения воспроизводительного потенциала животных, инволюции матки, сокращения времени отделения последа и готовности коров к новому циклу размножения

2. Бовино Репро содержит: минеральные компоненты (марганец, цинк, медь, селен и железо); витамин Е; 6 растительных экстрактов (календула, пижма, таволга, полынь, сенна, крапива); растительные препараты- полисахарид из корня астрагала, концентрат хлорогеновой кислоты из экстракта жимолости, экстракт виноградных косточек - природный источник полифенолов и танинов, а также наполнители – крахмал и стеарат кальция.

Компоненты	Гарантированный состав с допустимым отклонением +/-15%		
	В 1 кг концентрата действующего вещества в г	В 1 болюсе массой 70г, в мг	В 2 болюсах, в мг
Витамин Е	3,6	250	500
Цинк, в виде оксида	228,6	16000	32000
Марганец, в виде оксида	18,6	1300	2600
Медь, в виде медного купороса	28,6	2000	4000
Железо, в виде сульфата железа	21,4	1500	3000
Селен, в виде селенита натрия	1,3	90	180
Экстракт виноградных косточек	2,9	200	400
Экстракт астрагала перепончатого	42,9	3000	6000
Экстракт жимолости японской	42,9	3000	6000
Экстракт календулы	50	3500	7000
Экстракт пижмы	28,6	2000	4000
Экстракт таволги	28,6	2000	4000
Экстракт полыни	42,9	3000	6000
Экстракт сенны	28,6	2000	4000
Экстракт крапивы	57,1	4000	8000
Крахмал пшеничный	57,1	4000	8000
Стеарат кальция	114,3	8000	16000

Бовино Репро не содержит ГМО. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду Бовино Репро представляет собой болюс, массой 70 г от светло- серого до темно- серого цвета, со специфическим запахом, плохо растворимый в воде.

4. Выпускают Бовино Репро расфасованным по 10 и 20 болюсов в контейнере из пенопласта и картонной коробке. Каждый болюс индивидуально защищен полиэтиленовой пленкой.

Хранят в оригинальной упаковке в чистом, сухом, защищенном от света месте, при температуре от минус 10°С до плюс 30° С.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Болюсы не должны применяться по истечении срока годности.

## **II. Порядок применения**

5. Бовино Репро рекомендуется для профилактики метритов при тяжелых отелах, скорейшего отделения последа, восстановления репродуктивных функций и гормонального цикла после отела.

6. Болюс Бовино Репро вводят индивидуально в рубец при помощи аппликатора по схеме:

- 2 болюса однократно, сразу после отела, но не позднее суток.

- для высокопродуктивных коров и при тяжелых отелах, рекомендуется ввести через 6-7 дней еще дозу препарата из 2-х болюсов.

Растворение Бовино Репро в рубце происходит 4-5 дней.

7. Побочных явлений и осложнений при применении Бовино Репро в рекомендуемых количествах не отмечено. Противопоказаний не установлено. Бовино Репро совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами.

8. Продукцию от животных после применения Бовино Репро используют в пищевых целях без ограничений.

## **III. Меры личной профилактики**

9. При работе с Бовино Репро необходимо соблюдать общие правила личной гигиены

10. Хранить в местах недоступных для детей.

Инструкция разработана: ООО «ТекноФид», Белгородская обл., г. Шебекино.

Адрес организации-производителя: ООО «ТекноФид», Россия, 309290, Белгородская обл.,  
Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 29 литер Б13.

г.